

PET DEVICE 600

REF 10280/PET

PET DEVICE 1200

REF 10282/PET

PET DEVICE 2400

REF 10283/PET

PET DEVICE 4800

REF 10284/PET



**DIESSE Diagnostica Senese
S.p.A.**

**Strada dei Laghi, 39
53035 Monteriggioni (SI)
Italy**



ISTRUZIONI PER L'USO

PET DEVICE

(IT)

Per la ricarica di esami di eritrosedimentazione eseguibili nello strumento MINI-PET

1. DESTINAZIONE D'USO

Dispositivo dedicato con Transponder RF.

Da usare una sola volta per la ricarica di esami di eritrosedimentazione eseguibili negli strumenti MINI-PET.

2. INTRODUZIONE E PRINCIPIO DEL METODO

Con l'inserimento del PET Device, si ricarica lo strumento per un numero di esami pari a quanto riportato nel **REF**.

3. PRECAUZIONI

Il PET Device esaurito deve essere smaltito in conformità alla normativa sulle apparecchiature elettroniche vigente.

Avvertenze

Il PET Device è utilizzabile per la ricarica solo una volta; dopodiché non viene più riconosciuto dallo strumento.

Una volta effettuata la ricarica, i test hanno validità di un anno.

4. CONTENUTO

REF	10280/PET	1 provetta da 600 tests
REF	10282/PET	1 provetta da 1200 tests
REF	10283/PET	1 provetta da 2400 tests
REF	10284/PET	1 provetta da 4800 tests

5. PROCEDIMENTO

Negli strumenti è presente un lettore RF (radio frequenza) che, leggendo i dati del transponder, aggiorna il contatore interno degli esami eseguibili, caricando ogni volta il numero di esami previsto nel codice del PET Device.

Per il procedimento di ricarica, riferirsi al manuale d'uso dello strumento posseduto.

6. LIMITAZIONI

Il PET Device è utilizzabile su MINI-PET.



INSTRUCTIONS FOR USE

PET DEVICE

(EN)

For the recharging of erythrocyte sedimentation rate tests performed on MINI-PET instrument.

1. INTENDED PURPOSE

Dedicated tube with Transponder RF.

To be used only once for the recharging of erythrocyte sedimentation rate tests performed on MINI-PET instruments.

2. INTRODUCTION AND PRINCIPLE OF THE METHOD

The insertion of PET Device permits the recharging of the instrument for the number of tests indicated in the **REF**.

3. PRECAUTIONS

Once used the PET Device must be disposed of in accordance with the regulations concerning electronic devices.

Warnings

The PET Device can only be used once. After being used for the recharging, the instrument will not recognize the tube again. Once performed the recharging, tests are valid for a year.

4. CONTENT

REF	10280/PET	1 tube containing 600 tests
REF	10282/PET	1 tube containing 1200 tests
REF	10283/PET	1 tube containing 2400 tests
REF	10284/PET	1 tube containing 4800 tests

5. PROCEDURE

The instruments are provided with a RF (radio frequency) reader that reads the data contained in the transponder and updates the internal meter recording the number of tests that can be performed. This number corresponds to the number of tests indicated in the PET Device code number.

For the recharging procedure refer to the Operating Manual of the instrument.

6. LIMITATIONS

The PET Device can be used on MINI-PET.

	EN IT	Date of manufacture Data di fabbricazione
	EN IT	Contains sufficient for <n> tests Contenuto sufficiente per "n" saggi
	EN IT	Catalogue number Numero di catalogo
	IT EN	Attenzione, vedere le istruzioni per l'uso Caution, consult accompanying documents
	IT EN	Fabbricante Manufacturer
	IT EN	Consultare le istruzioni per l'uso Consult Instructions for Use